

*サイトメガロウイルス核酸検出(新生児尿)		7004900		
		担当部署		
CMV 核酸		外注		
検査オーダー				
患者同意に関する要求事項				
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→サイトメガロ・EB→		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		生後3週間否に採取された新生児尿のみ測定可能		
検査受付時間		8:15~16:00		
検体採取・搬送・保存				
患者の事前準備事項				
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1 新鮮尿	核酸検出専用	なし	1	mL
2 -	-	-	-	-
3 -	-	-	-	-
4 -	-	-	-	-
5 -	-	-	-	-
6 -	-	-	-	-
7 -	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-
検体搬送条件		室温		
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物		
保管検体の保存期間		検査委託先で2週間		
検査結果・報告				
検査室の所在地		株式会社 SRL 第1・第2八王子ラボトリー 〒192-8535		

		東京都八王子市小宮町 51			
測定時間		3～9 日			
生物学的基準範囲		設定根拠については外注検査室に問合せ			
臨床判断値		設定根拠については外注検査室に問合せ			
基準値					単位
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因		特記事項なし			
臨床的意義		外注項目の為省略			