

終夜睡眠ポリソムノグラフィー(PSG)					S113
					担当部署
PSG					生理
<b>検査オーダー</b>					
患者同意に関する要求事項		該当なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→終夜睡眠ポリグラフィー→終夜睡眠ポリソムノグラフィー(PSG)			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		夜間睡眠時に酸素吸入を行っている場合は SpO2 値に影響する。			
検査受付時間		8 : 45～17 : 30			
<b>検体採取・搬送・保存</b>					
患者の事前準備事項		1) 夕食を済ませ、睡眠できる体制にしておく。 2) 19 時頃機器装着し、翌朝起床時まで検査を実施する。(要入院)			
検体採取の特別なタイミング		夜間睡眠時に検査実施			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1	人体	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		ベッド可能			
検体受入不可基準		1) 予測しがたい発作や睡眠時異常行動がみられる患者 2) 検査に同意を得られない患者			
保管検体の保存期間		特記事項なし			
<b>検査結果・報告</b>					
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			

測定時間	返却後 8 日日				
生物学的基準範囲	該当なし				
臨床判断値	<p>一晩の睡眠 7 時間中 10 秒以上の無呼吸あるいは低呼吸が 30 回以上、1 時間あたりの平均 {無呼吸低呼吸指数(apnea-hypopnea index:AHI)} で 5 回以上みられ、日中の過眠、中途覚醒などの睡眠障害を認める場合、あるいは症状がなくても AHI が 15 回/時間以上の場合を睡眠時無呼吸症候群と診断する。睡眠時無呼吸症候群の 90%以上は閉塞型睡眠時無呼吸症候群である。</p> <p>[睡眠時無呼吸の分類]</p> <p>①閉塞性無呼吸(obstructive apnea)：上気道の閉塞による無呼吸。口・鼻気流は停止しているが、呼吸努</p>				
基準値				単位	特記事項なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因	該当なし				
臨床的意義	睡眠時無呼吸・低呼吸症候群を代表とする睡眠呼吸障害の検査法として脳波・眼電図・頤筋電図・下肢筋電図・気流信号・心電図・経皮的動脈血酸素飽和度 (SpO2)・呼吸運動・体位・いびきセンサーなどの多種の生体现象を同時に記録する精密検査法である。				